

QUÉBEC MÉDICAL

une division de Physio-Trace Inc.

1er juillet 2021

Les toiles de levier de Québec Médical ont une garantie limitée de remplacement de 1 an contre toute défectuosité. Pour que cette garantie soit valide, vous devez respecter le protocole d'entretien de nos toiles de levier

Protocole d'entretien des toiles de levier de QUÉBEC MÉDICAL

- À la réception des toiles, vous devez vous assurer que les toiles sont conformes
 - Vérification des coutures (vérifier, par exemple, les coutures en X au niveau des courroies, les coutures autour et sur la toile, etc.)
 - Vérification des sangles (vérifier, par exemple, qu'elles ne sont pas effilochées, mal assemblées ou mal cousues)
 - Vérification du tissu (s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de défauts sur le tissu ou de trous)
 - Vérification de l'état générale de la toile.

*****Si vous suspectez un problème, vous ne devez PAS utiliser la toile. Vous devez communiquer avec nous dans les plus brefs délais. Nous vous transmettrons un formulaire de retour d'équipement que vous devrez joindre avec la toile pour que nous puissions l'inspecter*****

- **POUR SE CONFORMER À NOTRE GARANTIE :** les toiles doivent être lavées et séchées selon nos recommandations:

- Pour le lavage : température ne dépassant pas 60 degrés Celsius



- Pour le séchage : température ne dépassant pas 50 degrés Celsius (basse température), **le séchage à l'air est fortement recommandé**



Malgré toute indication à l'effet contraire, l'utilisation de javellisant est à proscrire



SAINT-HYACINTHE
2475 boul. Casavant Ouest (Québec)
J2S 7E5

1 800-267-0883 • www.quebecmedical.com.com

QUÉBEC MÉDICAL

une division de Physio-Trace Inc.

1er juillet 2021

- Avant chaque utilisation des toiles de leviers, celles-ci doivent inspectées.
 - Vérification des coutures (vérifier, par exemple, les coutures en X au niveau des courroies, les coutures autour et sur la toile, etc.)
 - Vérification des sangles (vérifier, par exemple, qu'elles ne sont pas effilochées, mal assemblée ou mal cousues)
 - Vérification du tissu (s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de défauts sur le tissu ou de trous)
 - Vérification de l'état général de la toile

***Lors de ces vérifications, si vous suspectez un problème, vous ne devez PAS utiliser la toile et vous devez communiquer avec nous dans les plus brefs délais ***

Les sous-traitants s'occupant de l'entretien des toiles de leviers (lavage / séchage) doivent se conformer à ce protocole

Pour plus d'informations, nous vous référons à l'ASSTSAS (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales)

1-800-361-4528

www.asstsas.gc.ca

SAINT-HYACINTHE
2475 boul. Casavant Ouest (Québec)
J2S 7E5

1 800-267-0883 • www.quebecmedical.com.com